

включваща: СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стемло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на феура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Материал: Ti-6Al-4V сплав. СТЕБЛО КОКСА ВАР – Тазобедрено сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на феура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Материал: Ti-6Al-4V сплав. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. СТЕБЛО цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на феура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Материал: Ti-6Al-4V сплав. Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминирание възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализация на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5. Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност Керамична ацетабуларна вложка изработена от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминирание възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 mm, 32 mm и най-малко 10 размера. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 mm; дължини – 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm. Материал TiAl6V4 сплав.

1 ФАРКОЛ АД

J&J DePuy Synthes Pinnacle/Corail

О СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стемло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на феура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Материал: Ti-6Al-4V сплав. СТЕБЛО КОКСА ВАР – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. СТЕБЛО цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на феура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Материал: Ti-6Al-4V сплав. Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминирание възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализация на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5. Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност Керамична ацетабуларна вложка изработена от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминирание възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 mm, 32 mm и най-малко 10 размера. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 mm; дължини – 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm. Материал TiAl6V4 сплав.

1 ФАРКОЛ АД

J&J DePuy Synthes Pinnacle/Corail

О СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стемло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на феура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Материал: Ti-6Al-4V сплав. СТЕБЛО КОКСА ВАР – Тазобедрено стемло за безциментно закрепване с яка. 125-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. СТЕБЛО цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скошеното рамо на стемлото улеснява неговото поставяне и самозаклучване в канала на феура. В дисталния си край стемлото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Материал: Ti-6Al-4V сплав. Керамични феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 и 36 mm. Главите са изработени от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминирание възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване. Латерализация на главите: +1, +1.5, +5, +8.5, +9, +12.5. Титаниева капсула представляваща пълна хемисфера, с „пресфит“ ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност Керамична ацетабуларна вложка изработена от висококачествена керамика с наличие на циркониеви частици и частици алуминиев оксид за елиминирание възможността за създаване на пукнатини. Главите са високо полирани с цел минимално износване, като геометрията им предоставя оптимален клиарънс между главата и вложката. Вътрешен диаметър от 28 mm, 32 mm и най-малко 10 размера. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: Диаметър 6,5 mm; дължини – 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm. Материал TiAl6V4 сплав.

0.00000

0 3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520 3L92709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720 L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320 136536310, 136536320, 136536330, 136536340, 136532310, 136532320, 136532330 1217-22-048, 1217-22-050, 1217-22-052, 1217-22-054, 1217-22-056, 1217-22-058, 1217-22-060, 1217-22-062, 1217-22-064, 1217-22-066 1218-81-752, 1218-81-754, 1218-81-756, 1218-81-758, 1218-81-760, 1218-81-762, 1218-81-764, 1218-81-766 121715500, 121725500, 12173050 0,121735500,121740500,121745 500, 124603000

[illegible]

J&J DePuy Synthes Pinnacle/Corail

0.00000

0 СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стъбло за безиментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конусу понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Проксимално трапецидно сечение спомагащо улеснява неговото поставяне в канала на феура. В дисталния си край стъблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стъбло за безиментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конусу на шийката 12/14. Стъбло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Стъблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стъбло за безиментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конусу на шийката 12/14. Стъбло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Стъблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено стъбло за безиментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конусу на шийката 12/14. Стъбло цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Стъблото е конусовидно, със стеснен връх, за избягване на контакт с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав.

Позиция

Название на позицията
Техническо изискване

Доставчик
Производител

86 Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с 36 мм метална глава върху полистиленов инлей

включваща: СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стембло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стембло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стемблото улеснява неговото поставяне и контактуване с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стемблото улеснява неговото поставяне и контактуване с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стемблото улеснява неговото поставяне и контактуване с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 мм и 36 мм. Металните глави са с пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност. Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWPE. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWPE. Винтове за мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.

1 ФАРКОЛ АД

J&J DePuy Synthes Pinnacle/Corail

"0 СТАНДАРТНО СТЕБЛО – Тазобедрено стембло за безциментно закрепване без яка. 135-градусов ъгъл на шийката, конус на шийката 12/14. Стандартно стембло, цялостно покрито с хидроксиапатит. Проксимално трапецидно сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стемблото улеснява неговото поставяне и контактуване с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 11 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. СТЕБЛО КОКСА ВАРА – Тазобедрено сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стемблото улеснява неговото поставяне и контактуване с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. ЛАТЕРАЛИЗИРАНО СТЕБЛО (с изместване „High Offset“) – Тазобедрено сечение спомагащо понасянето на аксиалния и торзионния стрес и промотиращо първоначална стабилност. Скосеното рамо на стемблото улеснява неговото поставяне и контактуване с кортекса, водещ до дистална следоперативна болка в бедрото. Размери: Най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав. Феморални глави съвместими с конус 12/14. Диаметър 32 мм и 36 мм. Металните глави са с пълна хемисфера, с „пресфит“ закрепване. Капсулата е покрита с порьозен титаний и има 3 отвора за допълнително закрепване със спонгиозни винтове. Дизайнът на капсулата не позволява ротация на инлея. Ъгъл на поставяне на винтовете в капсулата до 34 градуса. Размери: най-малко 10 размера. Материал: Ti-6Al-4V сплав, структурна повърхност. Ацетабуларна полиетиленова вложка изработена от умерено висока степен на свързаност на полимерните молекули Moderately High Crosslinked UHMWPE. Вътрешен диаметър от 32 мм и 36 мм. Най-малко 2 възможности за вложка – неутрална и +4 мм неутрална. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWPE. Винтове за ацетабуларна капсула. Самонарезни винтове, без необходимост от предварително нарязване на резба в ацетабулума. Размери: най-малко 10 размера. Материал: UHMWPE. Винтове за мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Материал TiAl6V4 сплав.

0.00000

0 3L92508, 3L92509, 3L92510, 3L92511, 3L92512, 3L92513, 3L92514, 3L92515 3L92516, 3L92518, 3L92520 3L92709, 3L93710, 3L93711, 3L93712, 3L93713, 3L93714, 3L93715, 3L93716, 3L93718, 3L93720 L20309, L20310, L20311, L20312, L20313, L20314, L20315, L20316, L20318, L20320 136521000, 136522000, 136523000, 136524000, 136550000, 136551000, 136552000, 136553000, 136554000 1217-22-048, 1217-22-050, 1217-22-052, 1217-22-054, 1217-22-056, 1217-22-058, 1217-22-060, 1217-22-062, 1217-22-064, 1217-22-066 1219-36-448, 1219-36-454, 1219-36-452, 1219-36-450, 1219-36-456, 1219-36-058, 1219-36-062, 1219-36-064, 1219-36-066 121715500, 121725500, 121730500, 121735500, 121740500, 121745500, 124603000

89 Колянна ендопротеза

включваща: 1. Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав; техника с премахване на задна кръстна връзка 2. Тибялен компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта; 3. Тибялен инсърт със стабилизиращ вертикален кил, техника с премахване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE

брой

2.00

70.00

Позиция	Название на позицията	Техническо изискване	Доставчик	Производител	марка	количество	гаранци цена	Каталожен номер
1	"TOTAL MED" ООД	Феморален компонент без запазване на задна кръстна връзка, анатомичен, със заоблен профил както на сагиталната, така и на фронталната плоскост . Троклеарен канал наклонен на 6° относно сагиталната плоскост, с дълбочина и профил аналогични на естествените. На вътрешната повърхност има джобове, дълбоки 1мм. които поемат и задържат тънък слой от цимент . Предния страничен ръб на пателарната бразда е по-висок от медиалната, за подобряване на устойчивостта към странична дислокация на пателата. Размери: по 5 размера за лява и дясна конфигурация. Феморалният компонент е произведен от сплав CoCrMo. Тази сплав е класифицирана биосъвместима и специализирана за имплантируеми продукти отговаряща на Norma ISO 5832/4. Продуктът е външно обработен чрез процес на декапирание и пасивация на метали, които предотвратяват риска от окисляване. Продуктът е измит, обеззаразен и опакован в бяла стая, в ламинирана кутия, клас 100 съгласно норма Fed. Std. 209E. Опаковката съдържа четири самозалепващи етикета, съдържащи необходимата информация за откриването на продукта. Етикетите ,данните и символите са нанесени съгласно директива 93/42/CEE за Медицинските уреди и съгласно норма NE 980 и ISO 6018. Стерилизирани чрез облъчване с Гама-лъчи, с минимална доза от 25 kGy съгласувано с нормите на EN 552, EN 556, ISO 11137.	САМО Ста	Техническо	0.00000	GSP XXXX		
90	Система за тотално колянно протезиране с циментна фиксация и премахване на задната кръстна връзка	Системата включва: Бедрена компонента покрити с циркониев оксид способстващ за по-нормално ниво на износване и подходящ за приложение при пациенти с алергии към метали. 8 размера на бедрените компоненти с вградена вътрешна ротация и асиметрични кондилиБедрена компонента с 8 размера с вградена вътрешна ротация и асиметрична форма, полирана повърхност, fixed bearing и размери: 1(42/60mm) 2(45/64mm) 3(48/68mm) 4(50/71mm) 5(52/74mm) 6(54/77mm) 7(56/81mm) 8(59/85mm). Инсерт от крослинк полиетилен с дебелини 9,11,13,15,18,21мм. Подложки с дебелина 10 и 15мм за добавяне към стандартната феморална и тибална компонента с цел компенсирание на дефекти. Костен цимент с гентамицин	брой	1.00	36.00	0 Кат. №№: 71421012, 71421013, 71421014, 71421015, 71421016, 71421017, 71421018, 71421112, 71421113, 71421114, 71421115, 71421116, 71421117, 71421118 Кат. №№: 71420096, 71420098, 71420100, 71420102, 71420104, 71420106, 71420108, 71420110, 71420112, 71420114, и др.		
1	"ЕКОС Медика" ООД	Система за тотално колянно протезиране с циментна фиксация и премахване на задната кръстна връзка Бедрена компонента покрити с циркониев оксид способстващ за по-нормално ниво на износване и подходящ за приложение при пациенти с алергии към метали. 8 размера на бедрените компоненти с вградена вътрешна ротация и асиметрични кондили Бедрена компонента с 8 размера с вградена вътрешна ротация и асиметрична форма, полирана повърхност, fixed bearing и размери: 1(42/60mm) 2(45/64mm) 3(48/68mm) 4(50/71mm) 5(52/74mm) 6(54/77mm) 7(56/81mm) 8(59/85mm). Инсерт от крослинк полиетилен с дебелини 9,11,13,15,18,21мм. Подложки с дебелина 10 и 15мм за добавяне към стандартната феморална и тибална компонента с цел компенсирание на дефекти. Костен цимент с гентамицин	брой	1.00	36.00	0 Кат. №№: 71421012, 71421013, 71421014, 71421015, 71421016, 71421017, 71421018, 71421112, 71421113, 71421114, 71421115, 71421116, 71421117, 71421118 Кат. №№: 71420096, 71420098, 71420100, 71420102, 71420104, 71420106, 71420108, 71420110, 71420112, 71420114, и др.		

Позиция	Название на позицията	Техническо изискване	Доставчик	Продукт	мярка	количество	гаранци
91	Система за тотално колянno протезиране с постериорна стабилизация (премахване на задна кръстна връзка)	Системата включва: феморален компонент - циментен, материал CoCrMo (ISO 5832-4), медно - латерални размери 60, 64, 68, 72, 76 мм, Антеро-постериорни размери: 57, 60, 75мм, 80мм, 85мм; Дълбок улей за пателата, възможност за дълбока флексия - до 155° Инлей, материал UHMWPE (ISO 5834-1+2) - медно - латерални размери - 45, 48, 51, 53, 55 мм и височина 8мм, 10.5мм, 13мм, 15.5мм, 18мм, 20.5мм, 23мм. Фиксирано прикрепяне на инлея към тибиялен компонент. Постериорен стабилизиращ елемент за повишена безопасност от дислокации. Тибиялен компонент циментен от материал CoCrMo (ISO 5832-4) с медно-латерален размер: 64, 70, 75, 80, 85 мм, с четири точкова фиксация за намаляване на постериорното износване. Възможност за използване на поне 3 хирургични техники. за оптимална фиксация на компонента към тибията. Възможност за използване на поне 3 хирургични техники.	Mathys Ltd. Швейцария	Техническо брой	2.00	Каталожен номер	73.00

1	"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД	Колянна протеза Balansys PS (Posterior Stabilization): Феморален компонент - циментен, материал CoCrMo (ISO 5832-4), медно - латерални размери 60, 64, 68, 72, 76 мм, Антеро-постериорни размери: 57, 60, 63, 66, 70 мм. Дълбок улей за пателата, възможност за дълбока флексия - до 155° Инлей, материал UHMWPE (ISO 5834-1+2) - медно - латерални размери - 64мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм; Антеро-постериорни размери - 45, 48, 51, 53, 55 мм и височина 8мм, 10.5мм, 13мм, 15.5мм, 18мм, 20.5мм, 23мм. Фиксирано прикрепяне на инлея към тибиялен компонент. Постериорен стабилизиращ елемент за повишена безопасност от дислокации. Тибиялен компонент циментен от материал CoCrMo (ISO 5832-4) с медно-латерален размер: 64, 70, 75, 80, 85 мм, с четири точкова фиксация за намаляване на постериорното износване. Въградена цименто-ограничаваща кутия с височина 1.5 мм за оптимална фиксация на компонента към тибията. Възможност за използване на поне 3 хирургични техники.	0.00000	0 79.15.0001 - 79.15.0015 79.30.0000 - 79.30.0046 79.15.0056 - 79.15.0060
---	-------------------------------------	--	---------	---

92	Система за тотално колянno ендопротезиране с циментно закрепване без запазване на задна кръстна връзка	Системата включва: Тибиялен компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиялни елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат РММАФеморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - Co-Cr-Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 6 размера всеки; Менискален компонент: материал - UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиялните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхващанат от непрекъснат жлеб на тибиялната плочка; подписан в задната част; механизъм "палец-пръчка"; Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.	брой	3.00	135.00
1	"Сико-Фарма" ООД	ZIMMER			

0	Тибиялен компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиялни елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат РММА Феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - Co-Cr-Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 6 размера всеки; Менискален компонент: материал - UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиялните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхващанат от непрекъснат жлеб на тибиялната плочка; подписан в задната част; механизъм "палец-пръчка"; Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.	0.00000	"0 0-5996-013-0100-5996-013-0200-5996-014-0100-5996-014-0200-5996-015-0100-5996-015-0200-5996-016-0100-5996-016-0200-5996-017-0100-5996-017-0200-5996-018-0100-5996-018-0200-5996-016-0100-5996- и др.
---	---	---------	--

93	СИСТЕМА ЗА ТОТАЛНО КОЛЯННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ С ЦИМЕНТНО ЗАКРЕПВАНЕ БЕЗ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАДНА КРЪСТНА ВРЪЗКА	Системата включва: Тибиялен компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиялни елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат РММАФеморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - Co-Cr-Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 6 размера всеки; Менискален компонент: материал - UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиялните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхващанат от непрекъснат жлеб на тибиялната плочка; подписан в задната част; механизъм "палец-пръчка"; Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г. - 2 бр.	брой	3.00	139.50
----	--	---	------	------	--------

Позиция	Название на позицията	Техническо изискване	Доставчик	Производител	мярка	количество	Техническо	гаранци цена	Каталожен номер
1	"Сико-Фарма" ООД	0 Тибиален компонент: материал - Ti-6Al-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиални елементи - блокчета и клинове и тапа; покритие от полиметил метакрилат РММА феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - Co-Cr-Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 6 размера всеки; Минискален компонент: материал - UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхващанат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен в задната част; механизъм "палец-пръчка"; Цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г. - 2 бр.	ZIMMER					"0 00-5980-027-0200-5980-037-0100-5980-037-0200-5980-047-0100-5980-047-02 00-5980-057-0100-5980-057-02 0-5996-013-0100-5996-013-0200-5996-014-0100-5996-014-0200-5996-015-01 00-5996-015-02 и др.	0.00000
94	Двуполусна колянна протеза за първично протезиране с циментна фиксация	Системата включва: Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибялна част; 6 размера - симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална инсърт с фиксация; материал полиетилен с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; Полиетиленов инсърт с фиксация; материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; фиксиран по отношение на тибиалната дебелина от 10 мм, съответстващ феморалната компонента; феморална компонента с циментно закрепване: материал Co Cr Mo сплав; полирана външна повърхност; трапава вътрешна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за както и на предния феморален кортекс; 6 размера - съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интраоперативна корекция на направените костни резекции		брой	3.00			112.50	
1	ЮСС МЕДИКА ООД	Symbios Orthopedie SA / Switzerland Кол-на ендоп-а Femur						0 500821XX 500730XX 500210XX	0.00000
95	Двуполусна колянна протеза за първично протезиране с мобилна платформа и циментна фиксация	Системата включва: Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибялна част; 6 размера - симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална инсърт за мобилна платформа; материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; фиксиран по отношение на тибиалната дебелина от 10 мм, съответстващ феморалната компонента; феморална компонента с циментно закрепване: материал Co Cr Mo сплав; полирана външна повърхност; трапава вътрешна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за както и на предния феморален кортекс; 6 размера - съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интраоперативна корекция на направените костни резекции		брой	3.00			112.50	

Позиция

Название на позицията
Техническо изискване

Доставчик
1 ЮСС МЕДИКА ООД

марка

количество

гаранци

цена

Каталожен номер

0.00000

0 50052XXX 500230XX
500210XX

Техническо

Symbios Orthopedic SA / Switzerland Кол-на ендоп-а

0 Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибялна част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; Полиетиленов инсерт за мобилна платформа: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизирание; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента – "mobile bearing"; ултраконгруентен на феморалната компонента; феморална компонента с циментно закрепване; материал Co Cr Mo сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизирание – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; корекция на направените костни резекции

96 Двуполносна колянна протеза за ревизионно протезиране с
циментна фиксация

брой

3.00

170.10

Системата включва: 1. Феморална циментна компонента с възможност за поставяне анкериратно тибиално, модулрно стебло: материал Co Cr Mo сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизирание – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; 2. Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибялна част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; Стеблото се фиксира с винт за на феморалната компонента; 3. Полиетиленов инсерт: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизирание; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента; ултраконгруентен на феморалната компонента; 4. Анкериратно тибиално, модулрно стебло. Материал CoCrMo (ISO 5832-4 или ISO 5832-12). Размери: Къс- 12мм; Прав - 70мм; Offset - 70мм; Среден - 40мм.

1 ЮСС МЕДИКА ООД

Symbios Orthopedic SA / Switzerland Кол-на ендоп-а Femur

0.00000

0 500310XX 50022XXX
500330XX 50025XXX

0 Феморална циментна компонента с възможност за поставяне анкериратно тибиално, модулрно стебло: материал Co Cr Mo сплав; полирана външна повърхност; грапава вътрешна повърхност; с крачета за фиксиране към феморалните кондили; задно стабилизирание – с премахване на задната кръстна връзка; с възможност за оперативна техника референтна на задните кондили както и на предния феморален кортекс; 6 размера – съответно леви и десни; възможност за поставяне на вариабилни стебла; съвместима с ревизионна тибиална компонента; поставяне с интрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; Тибиална циментна компонента с мобилна платформа: полирана проксимална повърхност; материал Co Cr Mo сплав; кръгла интратибялна част; 6 размера – симетрични; съответствие на размерите на тибиалната спрямо феморалната компонента с разлика от един размер; съвместима с ревизионна феморална компонента; възможност за поставяне с интрамедуларна и екстрамедуларна техника; възможност за интраоперативна корекция на направените костни резекции; Стеблото се фиксира с винт за тибиалната компонента Полиетиленов инсерт: материал полиетилен с ултрависока молекулна маса; с вертикална част за задно стабилизирание; минимална дебелина от 10 мм, съответстващ на 6-те размера тибиален компонент; с дебелини 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 17 мм; подвижен по отношение на тибиалната компонента; ултраконгруентен на феморалната компонента; Анкериратно тибиално, модулрно стебло. Материал CoCrMo (ISO 5832-4 или ISO 5832-12). Размери: Къс- 12мм; Прав - 70мм; Offset - 70мм; Среден - 40мм.

Позиция	Название на позицията	Техническо изискване	Доставчик	Производител	Техническо	марка	количество	гаранци
1	"Сико-Фарма" ООД	Интрамедуларна тапа за цимент	Размери: 9, 11, 13, 15, 17, 19 мм	Материал: полиетилен с бариер сулфат	ZIMMER-Polyplug			цена Каталожен номер 0.00000

100 АЦЕТАБУЛАРНА УКРЕПВАЩА МРЕЖА

включваща:Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; фиксация на горния фланг да бъде върху ilium, а на долния фланг – в tuber ischii; относителната позиция и ориентация на фланговете да отговарят анатомично на пелвиса; позицията и ориентацията на дупките за винтовете да осигуряват насочването на винтовете по посока на силите на натоварване така, че да се гарантира първоначална и последваща стабилност; голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация; долният фланг да бъде тънък, заострен и изкривен нагоре за безвинтово импактиране в tuber ischii; задният ръб на мрежата трябва да е изтънен в долната си част с цел запазване на интактната задна стена на ацетабулума; повърхността изцяло да е грапава-възможност за вторична костна фиксация(интеграция) посредством увеличената повърхнина за закрепване. Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAINb; Материал: титаний Размери: външен диаметър на мрежата от 46, 50, 56, 62 и 68 мм със съответните вътрешни диаметри от 42, 46, 52, 58 и 64 мм, леви и десни; Ацетабуларен укрепащ пръстен: размери от 36 до 64 през 2мм, материал Protasul Ti Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAINb;Закрепващи конусни спонгиозни винтове за подсилваща ацетабуларна мрежа, диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAINb - 3 броя;	брой	2.00	20.00
--	------	------	-------

1 "Сико-Фарма" ООД

0 Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; фиксация на горния фланг да бъде върху ilium, а на долния фланг – в tuber ischii; относителната позиция и ориентация на фланговете да отговарят анатомично на пелвиса; натоварване така, че да се гарантира първоначална и последваща стабилност; голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация; долният фланг да бъде тънък, заострен и изкривен нагоре за безвинтово импактиране в tuber ischii; задният ръб на мрежата трябва да е изтънен в долната си част с цел запазване на интактната задна стена на ацетабулума; повърхността изцяло да е грапава-възможност за вторична костна фиксация(интеграция) посредством увеличената повърхнина за закрепване. Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAINb; Материал: титаний Размери: външен диаметър на мрежата от 46, 50, 56, 62 и 68 мм със съответните вътрешни диаметри от 42, 46, 52, 58 и 64 мм, леви и десни; Ацетабуларен укрепащ пръстен: размери от 36 до 64 през 2мм, материал Protasul Ti Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAINb;Закрепващи конусни спонгиозни винтове за подсилваща ацетабуларна мрежа, диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAINb - 3 броя;	брой	30.00	46.50
---	------	-------	-------

101 Цимент с антибиотик

Цимент с антибиотик 40 г.	
1 "Сико-Фарма" ООД	
Цимент с антибиотик 40 г.	

2 "TOTAL MED" ООД

Костен цимент със стандартен вискозитет в опкаовка по 40 гр	
G21 , G1A40 Bone cement with antibiotic/ Костен цимент	
	800007

Позиция	Название на позицията	мярка	количество	гаранци цена	Каталожен номер
Доставчик	Техническо изискване	Техническо			
102 Ножче за осцилиращ резец	Производител	брой	100.00	65.00	
Ножче за осцилиращ резец 90mm x 1.27mm в три ширини - 13mm, 19.05mm и 25.4mm					
1 "Сико-Фарма" ООД		ZIMMER-Saw Blade			
	Ножче за осцилиращ резец 90mm x 1.27mm x 1.27mm в три ширини - 13mm, 19.05mm и 25.4mm				0.00000
					KMS1313.07SKMS1913.01S
					KMS2513.05S
103 Втулка за тибиален компонент		брой	3.00	5.40	
Втулка за тибиален компонент материал - Ti-6Al-4V сплав					
1 "Сико-Фарма" ООД		ZIMMER - PLUG			0.00000
	Втулка за тибиален компонент материал - Ti-6Al-4V сплав				00-5960-099-00
104 Патела		брой	3.00	8.70	
Патела: материал - UHMWPE; 3 размера; анатомично разположение и движение; по-ниско дистално и назад разположение.					
1 "Сико-Фарма" ООД		ZIMMER - Patella			0.00000
	Патела: материал - UHMWPE; 3 размера; анатомично разположение и движение; по-ниско дистално и назад разположение.				00-5972-065-3200-5972-065-3500-5972-065-38
105 Ножче за осцилиращ резец		брой	10.00	20.00	
Ножче за осцилиращ резец 90mm x 1.27mm x 1.27mm в три ширини - 13mm, 19.05mm и 25.4mm					
1 "Сико-Фарма" ООД		ZIMMER - SAW Blade			0.00000
	Ножче за осцилиращ резец 90mm x 1.27mm x 1.27mm в три ширини - 13mm, 19.05mm и 25.4mm				KMS1313.07SKMS1913.01S
					KMS2513.05S
109 Костен цимент		брой	5.00	6.50	
Костен цимент с нисък или среден вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет.					
1 "TOTAL MED" ООД		G21, G140 Bone cement / Костен цимент			0.00000
	Костен цимент с нисък или среден вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет.				G140
2 "Сико-Фарма" ООД		ZIMMER - Highfatigue bone cement			0.00000
	Костен цимент с нисък или среден вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет.				00-1120-240-01

Позиция	Название на позицията	мярка	количество	гаранци цена
	Техническо изискване			Каталожен номер
	Доставчик	Техническо брой	5.00	7.00
110	Антибиотичен костен цимент			
	Антибиотичен костен цимент с нисък или със среден вискозитет за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет.			
1	"Сико-Фарма" ООД	ZIMMER - Highfatigue bone cement		00-1120-240-01
	Антибиотичен костен цимент с нисък или със среден вискозитет за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет.			0.00000
111	Шприц за костен цимент			
	Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника	брой	3.00	4.50
1	"Сико-Фарма" ООД	ZIMMER- Cement nozzle		0.00000
113	Тазобедрен спейсър тип "Чарли"			
	Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника			940.0001
	Тазобедрен спейсър тип "Чарли" състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу маханично и физиологично напрежение.Дължина на стеблото:130мм .Размери на главата 48 и 56.	брой	2.00	48.00
1	"TOTAL MED" ООД	СИНИЧЕМ / СИНИЧЕМ		
	Стерилен имплант, метална конструкция от медицинска неръждаема стомана AISI 316L, с покритие от високорезистент костен цимент с антибиотик /гентамицин/.Диаметър на главата 56, 48, 40; дължина на стеблото 130 мм ; ъгъл 133			0.00000
		Charlney56 /Charlney 48		
115	Колянен спейсър			
	Колянен спейсър предназначен за временно имплантиране,състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин)ляв и десен и размери: 58 и 65.	брой	2.00	40.00
1	"TOTAL MED" ООД	СИНИЧЕМ/ СИНИЧЕМ		
	Колянен спейсър с метална структура AISI316L, облечена във високо резистентен костен цимент с висока концентрация на антибиотик /гентамицин/.Двукомпонентен - съставен от тибялен и бедрен елемент. Два размера с два външни диаметъра, в два варианта ляв и десен			0.00000
		Кnee58/Кnee65		
116	Осцилиращо перо			
	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.	брой	70.00	42.00
1	ФАРКОЛ АД	Komet Medical Saw blade		
	Осцилиращо перо за моторни системи произведено от медицинска стомана, с дебелина 1 мм, 1,19мм или 1,27мм, дължина на перото 90 мм и широчина на режещата повърхност 13мм, 22 мм.			0.00000
		GE236SU, GE246SU, KMSI310, KMG1310, KMS2210, KMG22		
117	Джет лаваж система за ендопротезиране			
	Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почиства на костта, маркучи и сет батерии.	брой	40.00	80.00
1	"Сико-Фарма" ООД	ZIMMER-Pulsavac		
	Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почиства на костта, маркучи и сет батерии.			0.00000
		5150-482-00 5150-475-00		

Позиция	Название на позицията	мярка	количество	гаранци цена
Доставчик	Техническо изискване			
2	Производител "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД	Техническо СИСТЕМА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВЕН ПУЛС-ЛАВАЖ		Каталожен номер 0.00000
3	ФАРКОЛ АД	Mahe Medical Pulse Lavage System		127/W202B 0.00000
	Еднократна система за пулсов лаваж. Продуктът да има ЕС сертификат, а производителят има ISO 13485. Да разполага с с накрайник за спонгиозна кост и накрайник за феморален канал. Собствен източник на енергия. Да осъществява два процеса едновременно - иригация и аспирация.	Системата трябва да е изцяло стерилна и еднократна и да се състои от ергономична ръкохватка, позволяваща контрол над скоростта на пулсациите, накрайник, подходящ за оптимално почистване на костта, маркучи и сет батерии.		

КОМИСИЯ:

Председател:
(д-р Сибил Маринова)

Членове:

1. д-р Даниел Илиев –
2. д-р Тодор Табаков –
3. Силвия Дечева –
4. Здравка Михайлова –